


# XELSIUS REAKSİYON ÇÖZÜMLERİ

## AKSESUARLAR



**ANAMED & ANALİTİK GRUP**  
ANALİTİK ÇÖZÜMLERDE GÜVENCENİZ



### Bağlantı tubingi dahil geri soğutucu kondansatörü

**Parça Numarası: 8053 000 201**

- (G/Y/D): 352 mm / 156 mm / 48 mm
- Malzeme: PS
- Malzeme soğutma gövdesi: Paslanmaz çelik
- Sıcaklık aralığı: 5°C ila 35°C
- Akış hızı: 1,2 l/dk ila 5 l/dk
- Basınç: maks. 2 bar



### Laboratuvar Ekranı kullanıcı terminali

**Parça Numarası: 8053 700 001**

- 10.1" Ekran
- Çoklu dokunma fonksiyonu
- USB bağlantısı
- Alüminyum çerçeve, PTFE kaplama



### Sıvı akış sensörü dahil soğutma devresi

**Parça Numarası: 8053 800 002**

- Tubing malzemesi: PVC
- DÇ = 13mm, İÇ = 9 mm
- Sıcaklık aralığı: 5°C ila 35°C
- Akış hızı: 1,2 l/dk ila 4 l/dk
- Basınç: 1 bar
- Sensör portu: M12



### Dikey kurulum için XELSIUS destek tabanı

**Parça Numarası: 8053 800 023**

- Malzeme: PE
- XELSIUS için kompakt yapı
- XELSIUS ile uyumlu



### Filtrasyon çubuğu

**Parça Numarası: 8077 800 003**


- GL25 Standardı
- Hacim: 0,5 - 5 ml
- Tüm medya
- Malzeme: PEEK/PTFE



### Soğutma devresi tubing bağlantıları (5'li set)

**Parça Numarası: 8053 800 028**


- Kendi kendine kapanma
- Malzeme: PP
- Conta NBR
- Tubing portu: İÇ = 3,2 mm
- mm Erkek ve dişi



### Reaksiyon vialleri başlangıç seti (10'lu set) 30 ml hacim

Parça Numarası: 8053 000 202


- GL25 Standardı
- Hacim: 1 - 30 ml
- 10 x HV vialleri GL25
- 10 x Manyetik karıştırıcı
- 10 x Septa N24
- 10 x Kapak GL25



### Reaksiyon vialleri başlangıç seti (10'lu set) 5 ml hacim

Parça Numarası: 8053 000 203

- GL25 Standardı
- Hacim: 0,5 - 5 ml
- 10 x HV vialleri GL25
- 10 x küçük Manyetik karıştırıcı
- 10 x Septa N24
- 10 x Kapak GL25
- 10 x Adaptör seti reaktörü (LV vialleri için)



### Harici sıcaklık sensörü kiti (5'li set)

Parça Numarası: 8053 000 204

- Sıcaklık probu PT 1000 Sıcaklık
- aralığı: -30°C ila 170°C
- Hassasiyet:  $\pm 0,8^\circ\text{C}$






**Reaksiyon vialleri kiti (10'lu set)**  
**30 ml hacim - GL25**

**Parça Numarası: 8053 800 004**


- GL25 Standardı
- Hacim: 1 - 30 ml
- 10 x HV vialleri GL25
- 134 x 24 mm çap



**Reaksiyon vialleri kiti (10'lu set)**  
**5 ml hacim - GL25**

**Parça Numarası: 8053 800 005**


- GL25 Standardı
- Hacim: 0,5 - 5 ml
- 10 x HV vialleri GL25
- 134 x 24|13 mm çap



**Su separatörü reaksiyon vialleri kiti (10'lu set)**  
**30 ml - GL25**

**Parça Numarası: 8053 800 041**

- GL25 Standardı
- Hacim: 1 - 30 ml
- Separatör: 2 ml
- 10 x HV vial su separatörü GL 25
- 150 x 24 mm çap



**PTFE Reaksiyon vialleri kiti (5'li set)**  
**30 ml - GL32**

**Parça Numarası: 8053 800 021**

- Malzeme: PTFE
- Hacim: 1 - 30 ml



### 5 Portlu Reaksiyon kapağı için İnert İş İstasyonu

**Parça Numarası: 8053 000 206**


- Azot ve inert gaz için uyumlu
- Basınç: -1 ila 1 bar
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- 10 x HV vialleri, GL25, 1-30 ml
- 10 x 5 Bağlantı Noktalı Reaksiyon kapağı
- 10 x Manyetik karıştırıcı
- 20 x Kör tapa
- 20 x tüp klipsi 2,4 mm
- 1 x 1 ml tüp silikon, D = 6/2 mm



### 5 Portlu Reaksiyon kapağı başlangıç kiti - 30 ml hacim

**Parça Numarası: 8053 000 205**

- GL25 Standardı
- Hacim: 1-30 ml
- 1 x HV vialleri GL 25, 1-30 ml
- 1 x 3,2 mm bağlantı parçası
- 1 x 1,6 mm bağlantı parçası
- 4 x kör tapa
- 2 x klips 2,4 mm
- 1 x Manyetik karıştırıcı




### 5 Portlu Reaksiyon kapağı kiti (5'li set)

Parça Numarası: 8053 000 207

- 5 x 5 Portlu Reaksiyon kapağı
- 10 x 3,2 mm bağlantı parçası
- 5 x 1,6 mm bağlantı parçası
- 20 x kör tapa
- 2 x tüp klipsi 2,4 mm
- 10 x luer erkek
- 10 x luer dişi tüp klipsi
- 10 x septa N9, PTFE/silikon
- 1000 x septa N9 preslit, PTFE/silikon
- 2 x çift yönlü valf






### Vial kapak seti (10'lu set)

Parça Numarası: 8053 800 027


- GL25 delikli kapak
- Malzeme: PS
- Septa PTFE / silikon ile 3,2 mm



### PTFE / Silikon Septa ND24 (100'lü set)

Parça Numarası: 8053 800 037


- Malzeme: PTFE (bej) / silikon (beyaz)
- D = 22 mm
- Kalınlık: 3,2 mm



### PTFE / Silikon Septa ND24 delikli (100'lü set)

Parça Numarası: 8053 800 038

- Malzeme: PTFE (bej) / silikon (beyaz)
- DÇ = 22 mm İÇ = 2 mm
- Kalınlık: 3,2 mm
- Sıcaklık probu için




### Butil / Silikon Septa ND24 (100'lü set)

Parça Numarası: 8053 800 040

- Malzeme: Butil (kırmızı) / silikon (gri)
- Ç = 22 mm
- Kalınlık: 1,6 mm






### Butil / Silikon Septa ND9 (100'lü set)

Parça Numarası: 8053 800 013

- Malzeme: PTFE (kırmızı) / silikon (beyaz)
- Ç = 9 mm
- Kalınlık: 1 mm



### Butil / Silikon Septa ND9 önceden bölünmüş (100'lü set)

Parça Numarası: 8053 800 011

- Malzeme: PTFE (mavi) / silikon (beyaz)
- Ç = 9 mm
- Kalınlık: 1 mm



### Manyetik karıştırıcı (10'lu set)

Parça Numarası: 8053 800 031

- Malzeme: PTFE kaplı
- Boyut: 15 x 4 mm
- Özellik: Pivot-ring



### Manyetik karıştırıcı (10'lu set)

Parça Numarası: 8053 800 032

- Malzeme: PTFE kaplı
- Boyut: 8 x 3 mm
- Özellik: Pivot-ring

# LabTech

WWW.LABTECHSRL.COM

LabTech, analitik çalışmalar için gelişmiş laboratuvar çözümleri sağlamaya kendini adanmış ve bunun için gerekli beceri ve tutkuya sahip lider bir üretim şirkettir. Kuzey İtalya'nın Sorisole şehrinde, ABD ve Çin'de tesisleri bulunmaktadır. Global şubelerle birleşen LabTech, Ar-Ge, Üretim, Pazarlama, Satış ve Müşteri Desteği alanlarında hizmet sağlamaktadır. Başlıca LabTech ürünleri arasında organik/inorganik numune hazırlama sistemleri, laboratuvar soğutma/ısıtma/sıcaklık kontrol ekipmanları, analitik cihazlar, gaz jeneratörleri, laboratuvar santrifüjleri ve sıvı nitrojen jeneratörleri bulunmaktadır. Deneyimli bilim insanları ve mühendislerle, LabTech Ar-Ge ekibi modern analitik laboratuvarlar için bir dizi yeni laboratuvar ekipmanı geliştirip piyasaya sürmüştür. Tüm bu başarıları ve devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla laboratuvar çözümlerinde profesyonel ortağınız olduğu için gurur duymaktadır.



LabTech Srl

Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - Italy Tel: +39 035 576614  
www.labtechsrl.com - email: marketing@labtechsrl.com



**ANAMED & ANALİTİK GRUP**  
ANALİTİK ÇÖZÜMLERDE GÜVENCENİZ

## İSTANBUL

Acarlar Ticaret Sitesi F Blok  
Kat 1, Daire 5  
Kavacık, Beykoz İSTANBUL

☎ 0(216) 331 17 06 (PBX)  
☎ 0(216) 331 17 37  
✉ sales@anamed.com.tr

## ANKARA

Büyük Esat Mahallesi Uğur Mumcu  
Sokak 34 / 5 G.O.P  
Çankaya, ANKARA

☎ 0(312) 418 18 29 (PBX)  
☎ 0(312) 417 70 32  
✉ sales.ankara@anamed.com.tr

## İZMİR

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.N:81  
Bayraklı Tower K:9 D: 59-60  
Bornova, İZMİR

☎ 0(232) 347 3500  
☎ 0(232) 347 3565  
✉ sales.izmir@anamed.com.tr

## ADANA

☎ 0(530) 773 73 58  
✉ can@anamed.com.tr