


Das Viskosimeter

356-0001 HAAKE Kugelfall-Viskosimeter Typ C

entspricht der DIN 53015 / ISO 12058.

Darüber hinaus erfüllt dieses Viskosimeter die Anforderungen, die im europäischen Arzneimittelhandbuch im Punkt 2.2.49. "Falling Ball Viscometer Method" beschrieben sind.



Dr. Cornelia Küchenmeister
Product Manager HAAKE Viscometers & Rheometers
Thermo Fisher Scientific
Dieselstr. 4
D-76227 Karlsruhe

www.thermo.com/mc